

AMPLIRUN®

CONTROLES DE AMPLIFICACIÓN ADN/ARN





TOME EL CONTROL DEL DIAGNÓSTICO MOLECULAR



CARACTERÍSTICAS DE AMPLIRUN®

Controles de PCR cuantificados para virus, bacterias y protozoos.
Ácido nucleico purificado, genoma microbiano completo.
Permiten la amplificación de cualquier diana.
Concentración precisa en copias/µl determinada por qPCR.
No infecciosos.
Presentación liofilizada.
Se pueden utilizar en diferentes plataformas de diagnóstico.
Productos marcados CE.
Cepas y secuencias de NCBI disponibles en www.vircell.com.



USO PREVISTO

Control de calidad de las pruebas de amplificación.
Límite de detección y especificidad de ensayo.
Controlar variabilidad entre lotes.
Desarrollo, optimización y validación de ensayos.
Formación del personal de laboratorio.
Acreditación y cumplimiento de requisitos normativos.



SOLUCIONES PERSONALIZADAS

El equipo de Investigación y Desarrollo de Vircell cuenta con la experiencia y la capacidad para diseñar y desarrollar controles biológicos personalizados para todo tipo de instrumentos y ensayos. Podemos fabricar variaciones de los productos existentes en términos de concentración o requisitos de purificación, o desarrollar nuevos paneles para ajustarnos a sus necesidades.



CONTROLES DE AMPLIFICACIÓN AMPLIRUN® ADN/ARN

Certifique la eficiencia, calidad y fiabilidad de sus tests moleculares para enfermedades infecciosas

El catálogo de controles de ADN y ARN de Vircell se ha desarrollado para permitir la amplificación de cualquier región del genoma que esté presente en infecciones naturales.

Nuestros controles se obtienen de células y bacterias infectadas con virus, que sirven como controles positivos en las reacciones de amplificación de ácidos nucleicos, así como controles para la detección de secuencias virales y bacterianas en las reacciones de hibridación de ácidos nucleicos.

Descripción	Referencia	Copias/µl
AMPLIRUN® ACANTHAMOEBA CASTELLANII DNA CONTROL	MBC054	10,000-20,000
AMPLIRUN® ADENOVIRUS 41 DNA CONTROL	MBC114	10,000-20,000
AMPLIRUN® ADENOVIRUS DNA CONTROL	MBC001	10,000-20,000
AMPLIRUN® ASPERGILLUS FUMIGATUS DNA CONTROL	MBC002	10,000-20,000
AMPLIRUN® BACILLUS CEREUS DNA CONTROL	MBC004	10,000-20,000
AMPLIRUN® BARTONELLA HENSELAE DNA CONTROL	MBC005	10,000-20,000
AMPLIRUN® BARTONELLA QUINTANA DNA CONTROL	MBC006	10,000-20,000
AMPLIRUN® BK VIRUS DNA CONTROL	MBC051	10,000-20,000
AMPLIRUN® BORDETELLA HOLMESII DNA CONTROL	MBC092	10,000-20,000
AMPLIRUN® BORDETELLA PARAPERTUSSIS DNA CONTROL	MBC007	10,000-20,000
AMPLIRUN® BORDETELLA PERTUSSIS DNA CONTROL	MBC008	10,000-20,000
AMPLIRUN® BORRELIA AFZELII DNA CONTROL	MBC078	10,000-20,000
AMPLIRUN® BORRELIA BURGDORFERI DNA CONTROL	MBC076	10,000-20,000
AMPLIRUN® BORRELIA GARINII DNA CONTROL	MBC077	10,000-20,000
AMPLIRUN® BRUCELLA ABORTUS DNA CONTROL	MBC009	10,000-20,000
AMPLIRUN® CAMPYLOBACTER JEJUNI DNA CONTROL	MBC088	10,000-20,000
AMPLIRUN® CANDIDA ALBICANS DNA CONTROL	MBC010	10,000-20,000
AMPLIRUN® CANDIDA AURIS DNA CONTROL	MBC127	10,000-20,000
AMPLIRUN® CHIKUNGUNYA VIRUS RNA CONTROL	MBC099	12,500-20,000
AMPLIRUN® CHLAMYDIA TRACHOMATIS DNA CONTROL	MBC012	10,000-20,000
AMPLIRUN® CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE DNA CONTROL	MBC011	10,000-20,000
AMPLIRUN® CHLAMYDOPHILA PSITTACI DNA CONTROL	MBC013	10,000-20,000
AMPLIRUN® CLOSTRIDIUM DIFFICILE DNA CONTROL	MBC043	10,000-20,000
AMPLIRUN® COCCIDIOIDES IMMITIS DNA CONTROL	MBC014	10,000-20,000
AMPLIRUN® CORONAVIRUS RNA CONTROL	MBC090	12,500-20,000
AMPLIRUN® CORONAVIRUS OC43 RNA CONTROL*	MBC136	12,500-20,000
AMPLIRUN® COXIELLA BURNETII DNA CONTROL	MBC018	10,000-20,000
AMPLIRUN® COXSACKIE A6 RNA CONTROL	MBC063	12,500-20,000
AMPLIRUN® COXSACKIE B1 RNA CONTROL	MBC061	12,500-20,000
AMPLIRUN® COXSACKIE B5 RNA CONTROL	MBC062	12,500-20,000
AMPLIRUN® CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS DNA CONTROL	MBC015	10,000-20,000
AMPLIRUN® CRYPTOSPORIDIUM PARVUM DNA CONTROL	MBC126	700-2,000
AMPLIRUN® CYTOMEGALOVIRUS DNA CONTROL	MBC016	10,000-20,000
AMPLIRUN® DENGUE 1 VIRUS RNA CONTROL	MBC055	12,500-20,000
AMPLIRUN® DENGUE 2 VIRUS RNA CONTROL	MBC056	12,500-20,000
AMPLIRUN® DENGUE 3 VIRUS RNA CONTROL	MBC057	12,500-20,000
AMPLIRUN® DENGUE 4 VIRUS RNA CONTROL	MBC058	12,500-20,000
AMPLIRUN® EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS RNA CONTROL	MBC097	12,500-20,000
AMPLIRUN® ECHOVIRUS 5 RNA CONTROL	MBC064	12,500-20,000

Descripción	Referencia	Copias/µl
AMPLIRUN® EHRlichia CANIS DNA CONTROL	MBC131	10,000-20,000
AMPLIRUN® ENTEROCOCCUS FAECALIS (vanB) DNA CONTROL	MBC115	10,000-20,000
AMPLIRUN® ENTEROCOCCUS FAECIUM (vanA) DNA CONTROL	MBC116	10,000-20,000
AMPLIRUN® ENTEROVIRUS 68 RNA CONTROL	MBC125	12,500-20,000
AMPLIRUN® ENTEROVIRUS 71 RNA CONTROL	MBC019	12,500-20,000
AMPLIRUN® EPSTEIN-BARR VIRUS DNA CONTROL	MBC065	10,000-20,000
AMPLIRUN® ESCHERICHIA COLI (EAEC) DNA CONTROL	MBC121	10,000-20,000
AMPLIRUN® ESCHERICHIA COLI (EIEC) DNA CONTROL	MBC122	10,000-20,000
AMPLIRUN® ESCHERICHIA COLI (EPEC) DNA CONTROL	MBC123	10,000-20,000
AMPLIRUN® ESCHERICHIA COLI (ETEC) DNA CONTROL	MBC124	10,000-20,000
AMPLIRUN® ESCHERICHIA COLI (VTEC) DNA CONTROL	MBC022	10,000-20,000
AMPLIRUN® FRANCISELLA TULARENSIS DNA CONTROL	MBC110	10,000-20,000
AMPLIRUN® GARDNERELLA VAGINALIS DNA CONTROL	MBC108	10,000-20,000
AMPLIRUN® GIARDIA INTESTINALIS DNA CONTROL	MBC119	10,000-20,000
AMPLIRUN® HAEMOPHILUS DUCREYI DNA CONTROL	MBC021	10,000-20,000
AMPLIRUN® HAEMOPHILUS INFLUENZAE DNA CONTROL	MBC020	10,000-20,000
AMPLIRUN® HELICOBACTER PYLORI DNA CONTROL	MBC049	10,000-20,000
AMPLIRUN® HERPES SIMPLEX 1 DNA CONTROL	MBC023	10,000-20,000
AMPLIRUN® HERPES SIMPLEX 2 DNA CONTROL	MBC024	10,000-20,000
AMPLIRUN® HHV-6 DNA CONTROL	MBC025	10,000-20,000
AMPLIRUN® HHV-8 DNA CONTROL	MBC128	10,000-20,000
AMPLIRUN® HUMAN PARAINFLUENZA 1 RNA CONTROL	MBC105	12,500-20,000
AMPLIRUN® INFLUENZA A H1 RNA CONTROL	MBC028	12,500-20,000
AMPLIRUN® INFLUENZA A H3 RNA CONTROL	MBC029	12,500-20,000
AMPLIRUN® INFLUENZA A H5 RNA CONTROL	MBC052	12,500-20,000
AMPLIRUN® INFLUENZA B RNA CONTROL	MBC030	12,500-20,000
AMPLIRUN® JAPANESE ENCEPHALITIS RNA CONTROL	MBC134	12,500-20,000
AMPLIRUN® KLEBSIELLA PNEUMONIAE (NDM-1) DNA CONTROL	MBC107	10,000-20,000
AMPLIRUN® LEGIONELLA PNEUMOPHILA DNA CONTROL	MBC031	10,000-20,000
AMPLIRUN® LEISHMANIA CHAGASI DNA CONTROL	MBC060	10,000-20,000
AMPLIRUN® LEISHMANIA INFANTUM DNA CONTROL	MBC032	10,000-20,000
AMPLIRUN® LISTERIA MONOCYTOGENES DNA CONTROL	MBC033	10,000-20,000
AMPLIRUN® MEASLES RNA CONTROL	MBC046	12,500-20,000
AMPLIRUN® MERS CORONAVIRUS RNA CONTROL	MBC132	12,500-20,000
AMPLIRUN® MORAXELLA CATARRHALIS DNA CONTROL	MBC117	10,000-20,000
AMPLIRUN® MUMPS RNA CONTROL	MBC040	12,500-20,000
AMPLIRUN® MYCOBACTERIUM AVIUM DNA CONTROL	MBC086	10,000-20,000
AMPLIRUN® MYCOBACTERIUM INTRACELLULARE DNA CONTROL	MBC087	10,000-20,000
AMPLIRUN® MYCOBACTERIUM KANSASII DNA CONTROL	MBC095	10,000-20,000
AMPLIRUN® MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS DNA CONTROL	MBC034	10,000-20,000
AMPLIRUN® MYCOBACTERIUM ULCERANS DNA CONTROL	MBC094	10,000-20,000
AMPLIRUN® MYCOPLASMA GENITALIUM DNA CONTROL	MBC085	10,000-20,000
AMPLIRUN® MYCOPLASMA HOMINIS DNA CONTROL	MBC084	10,000-20,000
AMPLIRUN® MYCOPLASMA PNEUMONIAE DNA CONTROL	MBC035	10,000-20,000
AMPLIRUN® NEISSERIA GONORRHOEAE DNA CONTROL	MBC075	10,000-20,000
AMPLIRUN® NEISSERIA MENINGITIDIS SG A DNA CONTROL	MBC036	10,000-20,000

Descripción	Referencia	Copias/μl
AMPLIRUN® NEISSERIA MENINGITIDIS SG B DNA CONTROL	MBC066	10,000-20,000
AMPLIRUN® NEISSERIA MENINGITIDIS SG C DNA CONTROL	MBC053	10,000-20,000
AMPLIRUN® NOROVIRUS RNA CONTROL	MBC111	700-2,000
AMPLIRUN® NOVEL INFLUENZA A H1N1 RNA CONTROL	MBC082	12,500-20,000
AMPLIRUN® ORIENTIA TSUTSUGAMUSHI DNA CONTROL	MBC106	10,000-20,000
AMPLIRUN® PAPILOMAVIRUS TYPE 16 DNA CONTROL	MBC067	10,000-20,000
AMPLIRUN® PAPILOMAVIRUS TYPE 18 DNA CONTROL	MBC068	10,000-20,000
AMPLIRUN® PARAINFLUENZA 1 RNA CONTROL	MBC037	12,500-20,000
AMPLIRUN® PARAINFLUENZA 2 RNA CONTROL	MBC038	12,500-20,000
AMPLIRUN® PARAINFLUENZA 3 RNA CONTROL	MBC039	12,500-20,000
AMPLIRUN® PARAINFLUENZA 4 A RNA CONTROL	MBC050	12,500-20,000
AMPLIRUN® PARECHOVIRUS 1 RNA CONTROL	MBC102	12,500-20,000
AMPLIRUN® PARVOVIRUS B19 (plasmid) DNA CONTROL	MBC080	10,000-20,000
AMPLIRUN® RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS (subtype A) RNA CONTROL	MBC041	12,500-20,000
AMPLIRUN® RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS (subtype B) RNA CONTROL	MBC083	12,500-20,000
AMPLIRUN® RHINOVIRUS RNA CONTROL	MBC091	12,500-20,000
AMPLIRUN® RICKETTSIA CONORII DNA CONTROL	MBC042	10,000-20,000
AMPLIRUN® ROSS RIVER VIRUS RNA CONTROL	MBC130	12,500-20,000
AMPLIRUN® ROTAVIRUS RNA CONTROL	MBC026	12,500-20,000
AMPLIRUN® RUBELLA RNA CONTROL	MBC113	12,500-20,000
AMPLIRUN® SALMONELLA ENTERITIDIS DNA CONTROL	MBC003	10,000-20,000
AMPLIRUN® SALMONELLA TYPHI DNA CONTROL	MBC044	10,000-20,000
AMPLIRUN® SHIGELLA FLEXNERI DNA CONTROL	MBC089	10,000-20,000
AMPLIRUN® ST LOUIS ENCEPHALITIS VIRUS RNA CONTROL	MBC101	12,500-20,000
AMPLIRUN® STAPHYLOCOCCUS AUREUS (mecA-) DNA CONTROL	MBC073	10,000-20,000
AMPLIRUN® STAPHYLOCOCCUS AUREUS (mecA+) DNA CONTROL	MBC074	10,000-20,000
AMPLIRUN® STREPTOCOCCUS AGALACTIAE DNA CONTROL	MBC071	10,000-20,000
AMPLIRUN® STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE DNA CONTROL	MBC070	10,000-20,000
AMPLIRUN® TICK-BORNE ENCEPHALITIS VIRUS RNA CONTROL	MBC045	12,500-20,000
AMPLIRUN® TOSCANA VIRUS RNA CONTROL	MBC129	12,500-20,000
AMPLIRUN® TOXOPLASMA GONDII DNA CONTROL	MBC047	10,000-20,000
AMPLIRUN® TREPONEMA PALLIDUM DNA CONTROL	MBC109	700-2,000
AMPLIRUN® TRICHOMONAS VAGINALIS DNA CONTROL	MBC079	10,000-20,000
AMPLIRUN® TRYPANOSOMA CRUZI DNA CONTROL	MBC059	10,000-20,000
AMPLIRUN® TRYPANOSOMA RANGELI DNA CONTROL	MBC093	10,000-20,000
AMPLIRUN® UREAPLASMA PARVUM DNA CONTROL	MBC133	10,000-20,000
AMPLIRUN® UREAPLASMA UREALYTICUM DNA CONTROL	MBC112	10,000-20,000
AMPLIRUN® VARICELLA-ZOSTER VIRUS DNA CONTROL	MBC048	10,000-20,000
AMPLIRUN® VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS RNA CONTROL	MBC096	12,500-20,000
AMPLIRUN® VIBRIO CHOLERAE DNA CONTROL	MBC118	10,000-20,000
AMPLIRUN® WEST NILE VIRUS RNA CONTROL	MBC069	12,500-20,000
AMPLIRUN® WESTERN EQUINE ENCEPHALITIS RNA CONTROL	MBC098	12,500-20,000
AMPLIRUN® YELLOW FEVER VIRUS RNA CONTROL	MBC100	12,500-20,000
AMPLIRUN® YERSINIA ENTEROCOLITICA DNA CONTROL	MBC027	10,000-20,000
AMPLIRUN® ZIKA VIRUS (ASIAN LINEAGE) RNA CONTROL	MBC103	12,500-20,000
AMPLIRUN® ZIKA VIRUS RNA CONTROL	MBC072	12,500-20,000

