

VIRAPID[®] Rocket

Analizador Automático para Pruebas Rápidas FIA
y Colorimétricas con *random access*



vircell 
MICROBIOLOGISTS

Generación ViRAPID® Automatizada

Con nuevas capacidades y mejoras, así como un amplio catálogo de pruebas rápidas FIA y colorimétricas disponibles para su laboratorio.

ANALIZADORES



Compatibles con FIA y COLOR

REACTIVO



Formatos FIA y COLOR

- ✓ Capacidad de **25 pruebas a la vez** y con más de **70 determinaciones/hora**
- ✓ Carga continua en **random access** de pruebas rápidas y de muestras
- ✓ **Control de calidad interno y externo** del proceso y de reactivos
- ✓ **Identificación de pruebas usadas** y de *human signature* (dispositivo identificado manualmente)
- ✓ Identificación automática de las **características de la prueba, lote y caducidad por código 2D**
- ✓ Resultados valorados en **VI (valor índice)**. El punto de corte se establece en VI=1
- ✓ **Asistente de carga** de todo el proceso
- ✓ **Expulsión automática** de los dispositivos de prueba procesados
- ✓ Conexión LIS por **HL7** e impresión automática de resultados
- ✓ Marcaje **CE**
- ✓ Caducidad mínima de **18 meses**
- ✓ Almacenamiento a temperatura ambiente
- ✓ Cartucho con el **nombre de la técnica escrito**
- ✓ **Controles positivos y negativos** incluidos en los kits
- ✓ Tiempo de reacción **10-15 minutos** para todas las técnicas.
- ✓ Mayor sensibilidad y especificidad en las pruebas colorimétricas y de color
- ✓ Basado en Europio
- ✓ Marcaje **CE**

PROCESO MEJORADO


- Mejora importante en la entrada del dispositivo de prueba para evitar obstrucciones y bloqueos.
- Resultados obtenidos mediante la captura de imágenes que mejoran la sensibilidad y especificidad (CMOS).
- No se ve afectado por salpicaduras, burbujas o contaminaciones al no usar un sensor.
- La descarga de los dispositivos es delantera para facilitar su instalación en el laboratorio



ASISTENTE DE CARGA

- Simplifique procedimientos con un sistema sencillo de usar.
- Solución 24/7 sin necesidad de personal específicamente entrenado

IMÁGENES DEL SOFTWARE



Referencias compatibles con los 2 analizadores



Infecciones respiratorias

Referencia	Nombre comercial	Tipo	Dets.
VRF005	VIRAPID STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE Ag FIA	FIA	25
VRF002	VIRAPID LEGIONELLA PNEUMOPHILA Ag FIA	FIA	25
VRF006	PROX VIRAPID S. PNEUMONIAE/L. PNEUMOPHILA Ag FIA	FIA	25
VRF001	VIRAPID ADENOVIRUS Ag FIA	FIA	25
VRF003	VIRAPID RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS Ag FIA	FIA	25
VRF004	VIRAPID INFLUENZA A/INFLUENZA B Ag FIA	FIA	25
VRC001	VIRAPID SARS-COV-2	Colorimétrico	25
VRF007	PROX VIRAPID SARS-COV-2/FLU A/FLU B Ag FIA	FIA	25
VRC003	VIRAPID STREPTOCOCCUS GROUP A Ag	Colorimétrico	25

Infecciones gastrointestinales

Referencia	Nombre comercial	Tipo	Dets.
VRC002	VIRAPID HELICOBACTER PYLORI/TRANSFERRIN Ag	Colorimétrico	25
VRC004	VIRAPID CLOSTRIDIUM DIFFICILE (GDH) Ag	Colorimétrico	25
VRC005	VIRAPID CLOSTRIDIUM DIFFICILE (GDH/TOXINS) Ag	Colorimétrico	25
VRC006	VIRAPID ROTA/ADENO/NORO GI/NORO GII AG	Colorimétrico	25
VRC012	PROX VIRAPID CLOSTRIDIUM DIFFICILE (TOX A/TOX B)	Colorimétrico	25
VRC008	PROX VIRAPID ROTA/ADENO Ag	Colorimétrico	25
VRC009	PROX VIRAPID CRYPTO/GIARDIA Ag	Colorimétrico	25
VRC010	PROX VIRAPID ENTAMOEBA Ag	Colorimétrico	25
VRC011	PROX VIRAPID NORO GI/NORO GII Ag	Colorimétrico	25

Otros tests no automatizados*

Referencia	Nombre comercial	Tipo	Dets.
Z11200CE	MALARIA P.F./PAN CASSETTE	Colorimétrico	25
Z06240	DENGUE IgG/IgM	Colorimétrico	30
Z17241CE	DENGUE NS1 Ag	Colorimétrico	30
Z17241CE	DENGUE COMBO	Colorimétrico	20

RIDA® Q3 - Nuevo IGRA IP-10*

Referencia	Nombre comercial	Tipo	Dets.
TN8802	RIDA® QUICK TB	Colorimétrico	25
TZ8805	RIDA® TB Tubes	Colorimétrico	50x3

*Disponibilidad sujeta al país o región

Vircell S.L

Parque Tecnológico de la Salud,
Avicena 8, 18016, Granada
T. +34 958 441 264 . F. +34 958 510 712
info@vircell.com

Delegación Madrid

C/ del Poeta Joan Maragall 1,
Planta 16, 28020 Madrid
T. +34 913 457 903
F. +34 958 510 712
M. +34 608 119 740

Delegación Barcelona

C/ Álava, 140, 6º, 4ª
08018 Barcelona
T. +34 933 099 530
F. +34 933 099 535
M. +34 606 951 534