

HEPATITIS



Hepatitis E VirClia®

La solución ideal para las determinaciones diarias de VHE

¡Nuevo!

HEPATITIS E VIRCLIA® IgG MONOTEST
HEPATITIS E VIRCLIA® IgM MONOTEST

Inmunoensayo quimioluminiscente (CLIA), indirecto y de captura, para determinar anticuerpos IgG e IgM frente al virus de la hepatitis E en suero o plasma humano.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Formato monotest con reactivos listos para uso
- La solución más conveniente para muestras urgentes y para completar el diagnóstico de la hepatitis
- Permite el uso de tubos de muestra primarios
- Protocolo simple y automatizado que proporciona resultados en 1 hora
- Cada tira incorpora un calibrador y un control negativo, no requiere un consumo adicional de reactivos

CE IVD

vircell 
MICROBIOLOGISTS

Hepatitis E VirClia®

VHE El virus

El virus de la Hepatitis E virus (VHE) pertenece a la familia Hepeviridae y constituye el género Orthohepevirus. Se trata de un virus ARN, de polaridad positiva y pequeño tamaño, sin envuelta, icosaédrico y de genoma sencillo.

VHE La enfermedad

Sus características clínicas son las de una hepatitis aguda. La enfermedad presenta una baja mortalidad pero puede llegar a ser extremadamente grave en mujeres embarazadas, en pacientes inmunocomprometidos y en pacientes con enfermedades hepáticas crónicas, en los que puede originar un fallo hepático fulminante con alta tasa de mortalidad o desencadenar una descompensación hepática grave.

VHE Epidemiología y transmisión

HEV es la causa más frecuente de hepatitis aguda en el mundo pero la prevalencia es mayor en Asia oriental y meridional. Es una infección viral de transmisión típicamente fecal-oral, fundamentalmente a través de aguas contaminadas o por el consumo de carne u órganos crudos o poco cocidos de animales infectados.

20 millones de infecciones en todo el mundo

3.3 millones de casos sintomáticos

57,000 muertes



Es momento de saber.

Listo?



PMS074-02/18

Excelente solución

- Monotest y completamente automatizado
- Perfecto para parámetros de volumen medio-bajo
- Resultados en 1 hora
- 1 strip = 1 test

Excelentes prestaciones*

	HEV VirClia® IgG	HEV VirClia® IgM
Muestras	254	256
Sensibilidad	92 %	95 %
Especificidad	99 %	99 %

* Comparación con el líder del mercado de ELISA

PRODUCTOS

Descripción	Referencia	Contenido
HEPATITIS E VIRCLIA® IgG MONOTEST	VCM066	24 tests
HEPATITIS E VIRCLIA® IgM MONOTEST	VCM067	24 tests